

COTTON

COTTON NATURAL PRODUCTS



# COTTON

Cuidar de los huéspedes y del medioambiente es posible con los dosificadores **COTTON**: su uso reduce la cantidad de residuos y CO2 emitidos en la atmósfera sin renunciar a una cosmética natural.

- La línea **COTTON** tiene un aroma fresco a menta y lima, una fórmula suave perfecta para señora y caballero.
- Soporte resistente y duradero.
- Sistema hermético: no permite la manipulación del producto ni el robo de botellas.
- Capacidad de la botella: 300ml / 10.1 fl.oz.
- Las botellas están fabricadas con plástico PET y son 100% reciclables.
- Botella opaca con ventana lateral para ver el volumen restante de producto.
- Etiquetado en español e inglés.
- La línea **COTTON** también dispone de tubos de 30ml y complementos en papel kraft reciclado.



## FORMATOS DE SOPORTE DISPONIBLES:

- Soporte individual.
- Soporte doble.
- Soporte triple.



comercial@armony-eu.com · T. (+34) 936 26 88 18 · [www.armony-eu.com](http://www.armony-eu.com)



# COTTON

## COTTON GALONES DISPONIBLES

### COTTON 3,8 Litros:

- Gel de baño.
- Champú.
- Champú y acondicionador.
- Acondicionador.
- Loción corporal.
- Jabón de manos.



comercial@armony-eu.com · T. (+34) 936 26 88 18 · www.armony-eu.com





## FICHA TÉCNICA Y MONTAJE

### Soporte de plástico con llave de seguridad:

- Resistente a la humedad.
- No manipulable.
- Métodos de sujeción:
  - Atornillado a la pared.
  - Fijado con adhesivos.
- Soporte individual: dos puntos de anclaje.
- Soporte doble: cuatro puntos de anclaje.
- Soporte triple: cuatro puntos de anclaje.

### Método de uso:

- 1 - Anclar el soporte a la pared.
- 2 - Introducir la llave de seguridad en la ranura situada en la parte inferior del soporte y apretar firmemente a la vez que retiramos la pieza semicircular para poder desbloquearla.
- 3 - Retirar la pieza semicircular que sujeta los cuellos de las botellas.
- 4 - Colocar las botellas en la base del soporte y en el orden deseado.
- 5 - Encajar la pieza semicircular en el cuello de las botellas y presionar hasta escuchar un “click” que indicará que el soporte está bloqueado.





**TABLA DE CONSUMO**

	Nº ESTADÍSTICO de PULSACIONES	ML por PULSACIÓN	TOTAL ML x PERSONA	DÍAS de DURACIÓN APROXIMADOS
DISPENSADOR GEL DE BAÑO <b>300 ml</b>	11	1,108 ml	12,188 ml	24,6 días
DISPENSADOR CHAMPÚ <b>300 ml</b>	6	1,108 ml	6,648 ml	45,1 días
DISPENSADOR ACONDICIONADOR <b>300 ml</b>	4	1,108 ml	4,432 ml	67,6 días
DISPENSADOR CHAMPÚ & ACONDICIONADOR <b>300 ml</b>	6	1,108 ml	6,648 ml	45,1 días
DISPENSADOR LOCIÓN HIDRATANTE <b>300 ml</b>	10	1,108 ml	11,080 ml	27,0 días
DISPENSADOR JABÓN DE MANOS <b>300 ml</b>	7	1,108 ml	7,756 ml	38,6 días

